

Процессор проявочный для обработки медицинской рентгеновской пленки Medical X-Ray Processor 102

ФСЗ 2009/05825

аналоговый, регулировка температуры

Carestream Health Inc., США



Характеристики

Тип	аналоговый
Регулировка температуры рабочих растворов	Да

Дополнительные характеристики

Данная проявочная машина является компактным автоматическим настольным аппаратом для обработки медицинских рентгеновских пленок. Обладает возможностью регулировки температуры рабочих растворов, а так же их автоматическую систему рециркуляции и восстановления. Обработка 1 пленки в автоматическом режиме производится практически в три раза быстрее чем в ручном. Так же использование проявочных машин Carestream позволяет экономно использовать химические реактивы и электроэнергию. Проявочную машину Carestream отличает компактное исполнение, высокая надежность и простота в использовании.