

Проводник инфузионный однократного применения ФреБор

ФСЗ 2008/01648

проводник, соединение Луер-Лок , длина 75 см / 150 см / 200 см / 250 см / 300 см / 600 см, одноразовое использование, стерильно, в упаковке 90-320 шт.

ФреБор ПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	проводник
Соединение	Луер-Лок
Материал	ПВХ медицинский нетоксичный
Длина	75 см / 150 см / 200 см / 250 см / 300 см / 600 см
Одноразовое использование	Да
Стерильно	Да
Количество в упаковке	90-320 шт.

Дополнительные характеристики

Предназначены для внутривенного введения жидких лекарственных препаратов, с помощью шприцевых насосов.

Проводники инфузионные выпускаются с прозрачной и светонепроницаемой трубкой. Проводники со светонепроницаемой трубкой предназначены для введения препаратов разрушающихся под воздействием света.

Отличительные характеристики

Трубка проводника изготовлена из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов (DEHP / DOP Free).

Небольшой внутренний диаметр трубки обеспечивает минимальное остаточное количество вводимых дорогостоящих жидких лекарственных препаратов.

Эксплуатационные характеристики

- коннектор «Луер-Лок» адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом и обеспечивает надежную фиксацию;
- прозрачная стенка трубки позволяет избежать вероятность попадания пузырей воздуха в венозное русло пациента;

- защитные колпачки на коннекторах обеспечивают стерильность и апирогенность внутренней среды проводника;
- индивидуальная упаковка состоит из сваренного по контуру пакета из термоформуемой многослойной пленки и газопроницаемой бумаги, на которой нанесена вся информация об изделии;
- стерилизация осуществляется окисью этилена в промышленных стерилизационных камерах.

Технические характеристики

- рабочая длина – 750, 1500, 2000, 2500, 3000, 6000 мм;
- внутренний диаметр трубки – 1.0; 1.5; 3.0 мм;
- стерилизация – газовая, этилен оксидом (ЭО);
- упаковочный материал – пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги;
- стерильно внутри, апирогенно, нетоксично;
- гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 5 лет с даты изготовления;
- количество в ящике и объем заполнения внутренней полости указаны в таблице:

Тип проводника	Внутренний диаметр трубки, мм	Наружный диаметр трубки, мм	Длина проводника, мм	Объем заполнения внутренней полости, мл	Количество проводников в ящике
ПИ 1,0 × 1,5	1,0	2,1	1500	1,2	320
ПИ 1,0 × 2,0	1,0	2,1	2000	1,6	300
ПИ 1,0 × 2,5	1,0	2,1	2500	2,0	300
ПИ 1,0 × 3,0	1,0	2,1	3000	2,4	90
ПИ 1,5 × 1,5	1,5	2,7	1500	2,6	250
ПИ 1,5 × 2,0	1,5	2,7	2000	3,5	150
ПИ 1,5 × 2,5	1,5	2,7	2500	4,4	150
ПИ 1,5 × 3,0	1,5	2,7	3000	5,3	150
ПИ 3,0 × 0,75	3,0	4,15	750	5,3	120
ПИ 3,0 × 1,5	3,0	4,15	1500	10,6	120
ПИ 3,0 × 3,0	3,0	4,15	3000	21,2	120
ПИ 3,0 × 6,0	3,0	4,15	6000	42,4	90