

Проводник урологический Plasti-Med Angel PTFE Nitinol

РЗН 2015/3036

нитиноловый, гидрофильный / PTFE, прямой, размер 0.035" / 0.038", длина 150 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

Тип	нитиноловый
Покрытие	гидрофильный / PTFE
Кончик	прямой
Размер	0.035" / 0.038"
Длина	150 см

Описание

Проводники Plasti-Med Angel PTFE Nitinol применяются в урологии для установки катетера, стента или расширителя.

Материал: нитиноловый

Покрытие: PTFE, гидрофильный

Кат. №	Диаметр	Форма кончика	Тип наконечника	Длина
536023	0.035"	прямой	5 см – гибкий	150 см
536024	0.038"	прямой	5 см – гибкий	150 см
536038	0.035"	прямой	5-8 см – гибкий с двух сторон	150 см