

Проводник урологический Plasti-Med Hydrophilic Nitinol Slippy

РЗН 2015/3036

нитиноловый, гидрофильный, прямой, размер 0.035" / 0.038", длина 150 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

Тип	нитиноловый
Покрытие	гидрофильный
Кончик	прямой
Размер	0.035" / 0.038"
Длина	150 см

Описание

Проводники **Plasti-Med Hydrophilic Nitinol Slippy** применяются в урологии для установки катетера, стента или расширителя.

Материал: нитиноловый

Покрытие: гидрофильный

Кат. №	Диаметр	Форма кончика	Тип наконечника	Длина
536042	0.035"	прямой	50 см – гидрофильный / 5 см – гибкий	150 см
536043	0.038"	прямой	50 см – гидрофильный / 5 см – гибкий	150 см