

Проводник урологический Plasti-Med Hydrophilic Nitinol

РЗН 2015/3036

нитиноловый, гидрофильный, прямой / изогнутый,
размер 0.025" / 0.028" / 0.032"/ 0.035" / 0.038", длина
150 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

Тип	нитиноловый
Покрытие	гидрофильный
Кончик	прямой / изогнутый
Размер	0.025" / 0.028" / 0.032"/ 0.035" / 0.038"
Длина	150 см

Описание

Проводники **Plasti-Med Hydrophilic Nitinol** применяются в урологии для установки катетера, стента или расширителя.

Материал: нитиноловый

Покрытие: гидрофильный

Кат. №	Диаметр	Форма кончика	Тип наконечника	Длина
536002	0.025"	прямой	3 см – гибкий	150 см
536003	0.028"	прямой	3 см – гибкий	150 см
536004	0.032"	прямой	3 см – гибкий	150 см
536005	0.035"	прямой	3 см – гибкий	150 см
536006	0.038"	прямой	3 см – гибкий	150 см
536010	0.032"	изогнутый	3 см – гибкий	150 см
536011	0.035"	изогнутый	3 см – гибкий	150 см
536012	0.038"	изогнутый	3 см – гибкий	150 см
536040	0.035"	прямой / изогнутый	5 см – гибкий с двух сторон	150 см