

Проводник урологический Plasti-Med Ocean Touch

РЗН 2015/3036

нитиноловый, гидрофильный, прямой, размер 0.032"/  
0.035" / 0.038", длина 150 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Тип      | нитиноловый             |
| Покрытие | гидрофильный            |
| Кончик   | прямой                  |
| Размер   | 0.032"/ 0.035" / 0.038" |
| Длина    | 150 см                  |

Описание

**Проводники Plasti-Med Ocean Touch** применяются в урологии для установки катетера, стента или расширителя.

**Материал:** нитиноловый  
**Покрытие:** гидрофильный

| Кат. № | Диаметр | Форма кончика | Тип наконечника             | Длина  |
|--------|---------|---------------|-----------------------------|--------|
| 536044 | 0.032"  | прямой        | 5 см – гибкий, гидрофильный | 150 см |
| 536045 | 0.035"  | прямой        | 5 см – гибкий, гидрофильный | 150 см |
| 536046 | 0.038"  | прямой        | 5 см – гибкий, гидрофильный | 150 см |