

Проводник урологический Plasti-Med Ocean

РЗН 2015/3036

нитиноловый, без покрытия, прямой, размер 0.032"/
0.035" / 0.038", длина 150 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

Тип	нитиноловый
Покрытие	без покрытия
Кончик	прямой
Размер	0.032"/ 0.035" / 0.038"
Длина	150 см

Описание

Проводники **Plasti-Med Ocean** применяются в урологии для установки катетера, стента или расширителя.

Материал: нитиноловый

Покрытие: без покрытия

Кат. №	Диаметр	Форма кончика	Тип наконечника	Длина
536016	0.032"	прямой	5 см – гибкий	150 см
536017	0.035"	прямой	5 см – гибкий	150 см
536018	0.038"	прямой	5 см – гибкий	150 см