


Проводник урологический Plasti-Med PTFE

РЗН 2015/3036

стальной, PTFE, прямой / J-образный, размер 0.018" / 0.025" / 0.028" / 0.032"/ 0.035" / 0.038", длина 150 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

Тип	стальной
Покрытие	PTFE
Кончик	прямой / J-образный
Размер	0.018" / 0.025" / 0.028" / 0.032"/ 0.035" / 0.038"
Длина	150 см

Описание

Проводники Plasti-Med PTFE применяются в урологии для установки катетера, стента или расширителя.

Материал: стальной

Покрытие: PTFE

Кат. №	Диаметр	Форма кончика	Тип наконечника	Длина
536025	0.018"	прямой	3 см – гибкий	150 см
536026	0.025"	прямой	3 см – гибкий	150 см
536027	0.028"	прямой	3 см – гибкий	150 см
536028	0.032"	прямой	3 см – гибкий	150 см
536029	0.035"	прямой	3 см – гибкий	150 см
536030	0.038"	прямой	3 см – гибкий	150 см
536034	0.032"	J-образный	3 см – гибкий	150 см
536035	0.035"	J-образный	3 см – гибкий	150 см
536036	0.038"	J-образный	3 см – гибкий	150 см