

Проводник урологический Plasti-Med Super Stiff экстражесткий

РЗН 2015/3036

стальной, PTFE, прямой / J-образный, размер 0.035",
длина 150 см / 80 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

Тип	стальной
Покрытие	PTFE
Кончик	прямой / J-образный
Размер	0.035"
Длина	150 см / 80 см

Описание

Проводники **Plasti-Med Super Stiff** применяются в урологии для установки катетера, стента или расширителя.

Материал: стальной, экстражесткий

Покрытие: PTFE

Кат. №	Диаметр	Форма кончика	Тип наконечника	Длина
536037	0.035"	прямой	5 см – гибкий	150 см
536037-JR	0.035"	J-образный	5 см – гибкий	80 см