

Проявитель для рентгеновской пленки Agfa G139

ФСЗ 2009/04054

проявитель, разведение на 20 л, объем канистры 5 л,
упаковка 2 канистры проявителя, пополнение
раствора 300-600 мл/м²

Agfa HealthCare N.V., Бельгия



Характеристики

Тип	проявитель
Разведение	20 л
Объем канистры	5 л
Упаковка	2 канистры проявителя
Пополнение раствора	300-600 мл/м²

Дополнительные характеристики

Проявитель Agfa G139 – стандартный универсальный проявитель компании Agfa для любых типов проявочных машин. G139 обладает прекрасными сенситометрическими и физическими характеристиками.

В зависимости от типа используемой пленки и производительности – среднего количества квадратных метров в день – пополнение раствора колеблется от 300 до 600 мл/м².