

ПЦР-набор ALSENSE для качественного выявления SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в реальном времени

для определения, РНК, SARS-CoV-2

Альгимед Техно ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для определения
Выделение	РНК
Определяемый параметр	SARS-CoV-2

Дополнительные характеристики

ПЦР-набор «ALSENSE» для качественного выявления SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в реальном времени.

Область применения: применение в клинической лабораторной диагностике и в научно-исследовательской практике для качественного определения РНК коронавируса 2019-nCoV клинических образцах (назальный секрет, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, мокрота, эндотрахеальный аспират, бронхоальвеолярный смыв, ректальный мазок, плазма, сыворотка крови человека) в специализированных лабораториях учреждений медицины и здравоохранения. Только для исследований **in vitro**.

Назначение теста: поддержка диагностики ОРВИ, скрининг и эпидемиологический мониторинг для выявления источника инфекции и оценки эффективности лечения.

Показанием к применению набора «ALSENSE-SARS-CoV-2-RT-qPCR» является тестирование пациентов при подозрении на инфицирование коронавирусом 2019-nCoV (например, при наличии высокой температуры, быстрой утомляемости, потери аппетита, кашля (сухого), болей в горле, болей в суставах, головной боли или одышки). К популяциям, подверженным к повышенному риску инфицирования коронавирусом 2019-nCoV, относятся: лица возраста 65 лет и старше; лица с хроническими сердечно-сосудистыми или цереброваскулярными заболеваниями, диабетом; лица, с онкологическими заболеваниями.

Формы выпуска

Форма выпуска 4 (на 48 тестов)	Форма выпуска 5 (на 96 тестов)
- буфер ALSENSE реакционный - 0.75 мл / 1 пробирка - ОТ-полимераза ALSENSE - 0.06 мл / 1 пробирка - ПКО - 0.1 мл / 1 пробирка - ОКО - 0.5 мл / 1 пробирка - паспорт - 1 шт.	- буфер ALSENSE реакционный - 1.5 мл / 1 пробирка - ОТ-полимераза ALSENSE - 0.12 мл / 1 пробирка - ПКО - 0.1 мл / 1 пробирка - ОКО - 0.5 мл / 1 пробирка - паспорт - 1 шт.

Реагентов в форме выпуска 4 и 5 достаточно для проведения 4 (четырех) независимых постановок амплификации.