

Пульсоксиметр 503 DX (mini SP02T)

ФСЗ 2012/12427

переносной, диапазон измерений пульса 20-300
уд/мин, диапазон измерений SpO2 1-99 %,
непрерывная работа 24 ч

Criticare Systems Inc., США



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	20-300 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	1-99 %
Непрерывная работа	24 ч
Рабочая температура	от 0 до +45 °C
Температура хранения	от -20 до +50 °C
Размеры	146×91×33 мм
Масса	280 гр