

Пульсоксиметр Bitmos SAT 801

ФСЗ 2009/03745

переносной, диапазон измерений пульса 25-240
уд/мин, диапазон измерений SpO2 1-100 %,
непрерывная работа 30 ч, память, сигнал тревоги

BITMOS GmbH, Германия



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	25-240 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	1-100 %
Непрерывная работа	30 ч
Память	Да
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от 0 до +50 °С
Температура хранения	от -10 до +70 °С
Размеры	128×85×46 мм
Масса	230 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр Bitmos Sat 801 - диагностическое устройство для определения уровня кислорода в гемоглобине артериальной крови и измерения частоты пульса. В данной модели представлены принципиально новые технологии измерения и обработки данных, а сложные алгоритмы сигнала комбинируются с инновационным дизайном датчика.