

Пульсоксиметр CMS 50 D+

РЗН 2020/9598

пальцевый, диапазон измерений пульса 30-250
уд/мин, диапазон измерений SpO2 0-100 %,
непрерывная работа 24 ч, память

Contec Medical Systems Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	30-250 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-100 %
Непрерывная работа	24 ч
Память	Да
Размеры	58×31×32 мм
Масса	50 гр