

Пульсоксиметр CMS 50 FW

РЗН 2020/9598

переносной, диапазон измерений пульса 30-250
уд/мин, диапазон измерений SpO2 0-100 %,
непрерывная работа 24 ч, память

Contec Medical Systems Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	30-250 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-100 %
Непрерывная работа	24 ч
Память	Да
Размеры	61×56×24 мм
Масса	50 гр