

Пульсоксиметр CMS 60 D

РЗН 2020/9598

переносной, диапазон измерений пульса 0-254 уд/мин,
диапазон измерений SpO2 0-100 %, непрерывная
работа 24 ч, память, сигнал тревоги

Contec Medical Systems Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	0-254 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-100 %
Непрерывная работа	24 ч
Память	Да
Сигнал тревоги	Да
Размеры	110×60×23 мм
Масса	122 гр