

## Пульсоксиметр CMS 60 C

РЗН 2020/9598

переносной, диапазон измерений пульса 30-250  
уд/мин, диапазон измерений SpO2 35-99 %,   
непрерывная работа 26 ч, память, сигнал тревоги

Contec Medical Systems Co. Ltd., Китай



### Характеристики

---

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип                       | переносной    |
| Диапазон измерений пульса | 30-250 уд/мин |
| Диапазон измерений SpO2   | 35-99 %       |
| Непрерывная работа        | 26 ч          |
| Память                    | Да            |
| Сигнал тревоги            | Да            |
| Размеры                   | 87×45×22 мм   |
| Масса                     | 175 гр        |

### Дополнительные характеристики

---

#### Пульсоксиметр CMS60C для младенцев, детей и взрослых

##### Особенности:

- функциональный переключатель для активации измерения и выключения питания;
- функциональная клавиша для настройки меню;
- бесплатное программное обеспечение для загрузки и анализа до 24 часов данных одновременно;
- монитор 1.8" цветной TFT с двумя направлениями и тремя регулируемыми уровнями яркости;
- 4 показания параметров: SpO2, PR, гистограмма, форма импульса;
- сигналы тревоги (слуховые и визуальные), когда частота пульса или SpO2 падает ниже заданных уровней;
- функция пульса.