

Пульсоксиметр CMS 50 QB

РЗН 2020/9598

пальцевый, диапазон измерений пульса 30-254
уд/мин, диапазон измерений SpO2 0-100 %,
непрерывная работа 6 ч, память, сигнал тревоги

Contec Medical Systems Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	30-254 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-100 %
Непрерывная работа	6 ч
Память	Да
Сигнал тревоги	Да
Размеры	49×40×29 мм
Масса	35 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр CMS50 QB

Преимущество:

- интегрированный датчик уровня насыщенности периферийным кислородом;
- небольшой размер, малый вес;
- удобство в работе, низкое энергопотребление;
- показывает насыщенность периферийным кислородом (сатурация);
- показывает частоту пульса в виде гистограммы;
- показывает форму колебаний пульса;
- можно изменять режим дисплея;
- настраиваемые звуковые оповещения при превышении заданного минимума/максимума показателей;
- уведомление о низком заряде батареи: на экране имеется соответствующий индикатор низкого заряда батареи;
- функция автоматического выключения: когда прибор ничего не измеряет;
- выключится автоматически в течение 5 секунд, если палец выпадет из датчика;
- формат дисплея может быть сохранен после выключения;
- внешний вид хорошо подходит для использования детьми.