

Пульсоксиметр Dixon H100B

ФСЗ 2008/02768

переносной, диапазон измерений пульса 30-254 уд/мин, диапазон измерений SpO2 0-100 %, непрерывная работа 50 ч, память, сигнал тревоги

DIXION, Китай



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	30-254 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-100 %
Непрерывная работа	50 ч
Память	Да
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от +5 до +40 °С
Размеры	158×70×37 мм
Масса	48 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр Dixon H100B – прибор для измерения частоты пульса и мониторинга насыщения крови кислородом (SpO2). Предназначен для широкого клинического использования. Подходит для всех возрастных групп – взрослых, детей и новорожденных. Сигнализирует о резком ухудшении и достижении измеряемых параметров критических значений, позволяет оценить качество искусственной вентиляции легких.