

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300A

ФСЗ 2009/03851

переносной, диапазон измерений пульса 25-255
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-100 %,
непрерывная работа 24 ч, память

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	25-255 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-100 %
Непрерывная работа	24 ч
Память	Да
Рабочая температура	от 0 до +50 °С
Температура хранения	от -10 до +50 °С
Размеры	150×94×47 мм
Масса	440 гр