

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300B

ФСЗ 2009/03851

переносной, диапазон измерений пульса 30-235
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-99 %,
непрерывная работа 30 ч, память, сигнал тревоги

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	30-235 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-99 %
Непрерывная работа	30 ч
Память	Да
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от +5 до +40 °С
Размеры	110×35×27 мм
Масса	65 гр