

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300C1

ФСЗ 2009/03850

пальцевый, диапазон измерений пульса 30-254
уд/мин, диапазон измерений SpO2 35-99 %, память

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	30-254 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	35-99 %
Память	Да
Рабочая температура	от 0 до +50 °C
Температура хранения	от -20 до +50 °C
Масса	50 гр