

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300C11

ФСЗ 2009/03850

пальцевый, диапазон измерений пульса 30-254
уд/мин, диапазон измерений SpO2 35-99 %,
непрерывная работа 16 ч, сигнал тревоги

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	30-254 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	35-99 %
Непрерывная работа	16 ч
Сигнал тревоги	Да
Размеры	58×32×35 мм
Масса	28 гр