

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300C12

ФСЗ 2009/03850

пальцевый, диапазон измерений пульса 30-235
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-100 %,
непрерывная работа 18 ч

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	30-235 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-100 %
Непрерывная работа	18 ч
Рабочая температура	от +5 до +45 °C
Размеры	66×35×30 мм
Масса	50 гр