

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300C13

ФСЗ 2009/03850

пальцевый, диапазон измерений пульса 30-235
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-100 %

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	30-235 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-100 %
Рабочая температура	от 0 до +50 °C
Температура хранения	от -10 до +60 °C
Размеры	58×32×34 мм
Масса	28 гр