

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300C22

ФСЗ 2009/03850

пальцевый, диапазон измерений пульса 30-235
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-100 %,
непрерывная работа 30 ч, память

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	30-235 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-100 %
Непрерывная работа	30 ч
Память	Да
Рабочая температура	от +5 до +45 °С
Температура хранения	от -10 до +40 °С
Размеры	50×28×28 мм
Масса	28 гр