

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300C3

ФСЗ 2009/03850

пальцевый, диапазон измерений пульса 30-235
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-99 %,
непрерывная работа 30 ч, сигнал тревоги

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	30-235 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-99 %
Непрерывная работа	30 ч
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от 0 до +50 °C
Температура хранения	от -20 до +50 °C
Размеры	57×32×28 мм
Масса	50 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр MD300C3 - портативный неинвазивный прибор для измерения уровня насыщения крови кислородом (SpO2) и частоты пульса в домашних условиях и в больнице (используется в терапевтических отделениях и отделениях реанимации и интенсивной терапии и т. д.). Применяется для детей, взрослых и младенцев.