

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300C310

ФСЗ 2009/03850

пальцевый, диапазон измерений пульса 30-235
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-99 %,
непрерывная работа 30 ч

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	30-235 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-99 %
Непрерывная работа	30 ч
Рабочая температура	от +5 до +40 °C
Температура хранения	от -10 до +40 °C
Размеры	55×32×28 мм
Масса	30 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр MD300C310 - предназначен для неинвазивного выборочного измерения функции насыщения кислородом гемоглобина артерий (SpO2) и измерения частоты пульса. Его можно использовать для взрослых, детей и младенцев, как в клиниках, так и в домашних и в амбулаторных условиях.