

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300C318

ФСЗ 2009/03850

пальцевый, диапазон измерений пульса 30-235
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-99 %,
непрерывная работа 30 ч, память, сигнал тревоги

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	30-235 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-99 %
Непрерывная работа	30 ч
Память	Да
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от +5 до +40 °C
Температура хранения	от -10 до +40 °C
Размеры	65.5×36×26 мм
Масса	50 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр MD300C318 (пальчиковый) - легко накладывается на палец, не вызывая заметного сдавливания тканей. Пульсоксиметр имеет полноценный, цветной ЖК дисплей 1.17" с крупным шрифтом, что обеспечивает легкое считывание показаний прибора. Можно использовать в домашних условиях и стационарах.