

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300C33

ФСЗ 2009/03850

пальцевый, диапазон измерений пульса 30-235
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-99 %,
непрерывная работа 30 ч, сигнал тревоги

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	30-235 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-99 %
Допустимая окружность пальца	20-75 мм
Непрерывная работа	30 ч
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от +5 до +40 °C
Температура хранения	от -20 до +55 °C
Размеры	58×34×30 мм
Масса	28 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр MD300C33 - портативный неинвазивный прибор для измерения уровня насыщения крови кислородом (SpO2) и частоты пульса в домашних условиях и в больнице (используется в терапевтических отделениях и отделениях реанимации и интенсивной терапии и т. д.).