

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300C4

ФСЗ 2009/03850

пальцевый, диапазон измерений пульса 30-235
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-99 %,
непрерывная работа 30 ч, сигнал тревоги

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	30-235 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-99 %
Непрерывная работа	30 ч
Сигнал тревоги	Да
Размеры	58×32×28 мм
Масса	50 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр MD300C4 – прибор для точного определения функционального насыщения легких кислородом общего гемоглобина крови человека и средней частоты сердечных сокращений.
Используется в терапевтических, анестезиологических, травматологических и хирургических стационарах больниц и в машинах скорой помощи. Возможно самостоятельное использование на дому.