

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300C5

ФСЗ 2009/03850

пальцевый, диапазон измерений пульса 30-235
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-99 %,
непрерывная работа 30 ч, сигнал тревоги

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	30-235 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-99 %
Непрерывная работа	30 ч
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от +5 до +45 °C
Размеры	58×28×28 мм
Масса	25 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр MD300C5 – педиатрический пульсоксиметр для измерения насыщенности крови кислородом у детей с патологиями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Используется у детей от 3 до 10 лет.