

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300I

ФСЗ 2009/03851

переносной, диапазон измерений пульса -254 уд/мин,
диапазон измерений SpO2 0-99 %, память, сигнал
тревоги

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	-254 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-99 %
Память	Да
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от 0 до +50 °C
Температура хранения	от -10 до +50 °C
Размеры	130×30×27 мм
Масса	110 гр