

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300K

ФСЗ 2009/03851

переносной, диапазон измерений пульса 30-235
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-100 %, память,
сигнал тревоги

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	30-235 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-100 %
Память	Да
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от +5 до +40 °C
Размеры	131×61×30 мм
Масса	80 гр