

Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300W

ФСЗ 2009/03851

переносной, диапазон измерений пульса 30-235
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-100 %,
непрерывная работа 20 ч, память

Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd, Китай



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	30-235 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-100 %
Непрерывная работа	20 ч
Память	Да
Рабочая температура	от +5 до +40 °C
Температура хранения	от -20 до +50 °C
Размеры	58×47×20 мм
Масса	60 гр