

Пульсоксиметр медицинский Armed YX300

ФСЗ 2010/07461

пальцевый, диапазон измерений пульса 25-250
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-100 %

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd,
Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	25-250 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-100 %
Рабочая температура	от +5 до +40 °C
Размеры	57×31×28 мм
Масса	50 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр Армед YX 300 - предназначен для разовых измерений насыщения крови кислородом (сатурации) и пульса.

Области применения:

- домашний мониторинг: пациентами, страдающими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
- спорт и фитнес: контроль за физической нагрузкой, особенно при анаэробных занятиях;
- стационарное лечение.