

Пульсоксиметр медицинский Armed YX301

ФСЗ 2010/07461

пальцевый, диапазон измерений пульса 18-300
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-100 %

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd,
Китай



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	18-300 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-100 %
Рабочая температура	от +5 до +40 °С
Размеры	65×35×40 мм
Масса	50 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр Армед YX 301 - предназначен для разовых измерений насыщения крови кислородом (сатурации) и пульса.

Области применения:

- домашний мониторинг: пациентами, страдающими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
- спорт и фитнес: контроль за физической нагрузкой, особенно при анаэробных занятиях;
- стационарное лечение.