

Пульсоксиметр «Мицар-Пульс»

РЗН 2013/1290

настольный, диапазон измерений пульса 30-250
уд/мин, диапазон измерений SpO2 60-99 %,
непрерывная работа 30 ч, сигнал тревоги

Мицар ООО, Россия



Характеристики

Тип	настольный
Диапазон измерений пульса	30-250 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	60-99 %
Непрерывная работа	30 ч
Сигнал тревоги	Да
Размеры	160×95×35 мм
Масса	500 гр