

Пульсоксиметр мониторный 9600 Avant

РЗН 2014/1984

настольный, диапазон измерений пульса 18-300
уд/мин, диапазон измерений SpO2 0-100 %,
непрерывная работа 12 ч, память, сигнал тревоги

Nonin Medical Inc., США



Характеристики

Тип	настольный
Диапазон измерений пульса	18-300 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-100 %
Непрерывная работа	12 ч
Память	Да
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от 0 до +50 °C
Температура хранения	от -20 до +50 °C
Размеры	184×140×114 мм
Масса	990 гр

Дополнительные характеристики

Особенности прибора Nonin 9600 Avant

- универсальный: возможность аварийного использования для мониторинга на прикроватной тумбочке;
- компактный и прочный: портативный блок, испытанный на прочность при падении или ударе;
- полная зарядка за 4 часа;
- подходит для использования в транспорте: работает от напряжения 12 В;
- интуитивно понятный: яркий светодиодный дисплей и цветные значки для отображения параметров;
- оповещение только по заданным параметрам;
- индикатор состояния аккумулятора.