

Пульсоксиметр мониторный 9700 Avant

РЗН 2014/1984

настольный, диапазон измерений пульса 18-300
уд/мин, диапазон измерений SpO2 0-100 %,
непрерывная работа 12 ч, память, сигнал тревоги

Nonin Medical Inc., США



Характеристики

Тип	настольный
Диапазон измерений пульса	18-300 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-100 %
Непрерывная работа	12 ч
Память	Да
Сигнал тревоги	Да
Масса	1100 гр

Дополнительные характеристики

Nonin 9700Avant - стационарный цифровой пульсоксиметр с графическим дисплеем нового поколения.

Преимущества:

- срок службы от 5 лет;
- для каждого показателя предназначен отдельный индикатор;
- цветной экран: 256×64 точек отображения фотоплетизмограммы и трендов;
- трехцветный индикатор пациента СДИ наполнения: красный, желтый, зеленый;
- категория пациентов: взрослые.