

Пульсоксиметр Nonin 3100 WristOx

РЗН 2014/1983

переносной, диапазон измерений пульса 18-300
уд/мин, диапазон измерений SpO2 0-100 %,
непрерывная работа 24 ч, память

Nonin Medical Inc., США



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	18-300 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-100 %
Непрерывная работа	24 ч
Память	Да
Рабочая температура	от 0 до +50 °C
Температура хранения	от -10 до +50 °C
Размеры	44.5×50.8×19.1 мм
Масса	25 гр

Дополнительные характеристики

Миниатюрный, легкий **пульсоксиметр Nonin 3100 WristOx** - разработан для ношения на запястье пациента. Данная модель пульсоксиметра предназначена для мониторинга пульса пациента как в течение дня так и во время сна. Компактный дизайн пульсоксиметра предоставляет пациенту свободу передвижения, тем самым увеличивая степень свободы пациента в процессе исследования.

Характерные особенности:

- пульсоксиметр комфортно размещается на запястье;
- Nonin 3100 предназначен для проведения как краткосрочных, так и продолжительных исследований;
- 24 часа автономной работы и сохранение данных при отключении питания в течение 33 часов;
- пульсоксиметр готов к использованию сразу после подключения к датчику;
- легко читаемый жидкокристаллический дисплей;
- дополнительные функции доступны при использовании nVISION 5.0;
- гарантия 2 года;
- использование со всем ассортиментом уникальных датчиков.