

## Пульсоксиметр Nonin 8500

РЗН 2014/1983

переносной, диапазон измерений пульса 18-300  
уд/мин, диапазон измерений SpO2 0-100 %,  
непрерывная работа 100 ч, сигнал тревоги

Nonin Medical Inc., США



### Характеристики

---

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Тип                       | переносной       |
| Диапазон измерений пульса | 18-300 уд/мин    |
| Диапазон измерений SpO2   | 0-100 %          |
| Непрерывная работа        | 100 ч            |
| Сигнал тревоги            | Да               |
| Рабочая температура       | от -20 до +50 °C |
| Температура хранения      | от -30 до +50 °C |
| Размеры                   | 76×152×25 мм     |
| Масса                     | 280 гр           |

### Дополнительные характеристики

---

#### Основные достоинства пульсоксиметра Nonin 8500:

- высокая точность измерения сатурации и частоты пульса;
- не требует калибровки после включения;
- встроенные средства контроля наложения датчика;
- взаимозаменяемые датчики для взрослых, детей и новорожденных;
- оперативность и точность измерений, простота управления;
- встроенная система самотестирования;
- устойчив к воздействию вибрации: возможно применение на борту вертолета или самолета.