

Пульсоксиметр Nonin 8500MA

РЗН 2014/1983

переносной, диапазон измерений пульса 18-300
уд/мин, диапазон измерений SpO2 0-100 %,
непрерывная работа 18 ч, сигнал тревоги

Nonin Medical Inc., США



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	18-300 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-100 %
Непрерывная работа	18 ч
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от -20 до +50 °C
Температура хранения	от -30 до +50 °C
Размеры	76×152×25 мм
Масса	280 гр

Дополнительные характеристики

Портативный пульсоксиметр 8500MA - аппарат для определения частоты пульса методом измерения разницы поглощения инфракрасного и красного излучения человеческими тканями у новорожденных, детей, взрослых.

Данная модель оснащена устройством тревожной сигнализации выхода SpO2, устройством частоты пульса за установленные значения, системой самотестирования, встроенными средствами контроля наложения датчика. Устройство подходит для использования в службе скорой помощи. Благодаря устойчивости к воздействию вибрации, аппарат можно эксплуатировать на борту вертолета или самолета.