

Пульсоксиметр OxiPen

РЗН 2016/4711

переносной, диапазон измерений пульса 20-300
уд/мин, диапазон измерений SpO2 45-100 %

EnviteC-Wismar GmbH, Германия



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	20-300 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	45-100 %
Рабочая температура	от 0 до + 45 °C
Температура хранения	от -20 до +70 °C
Размеры	32×136×24 мм
Масса	72 гр

Дополнительные характеристики

OxiPen® — это портативный прибор для измерения насыщения гемоглобина кислородом в артериальной крови (SpO2) со световыми сигналами на двух различных длинах волн. Прибор служит также для измерения частоты пульса OxiPen® можно применяться на взрослых, детях старшего и грудного возраста. Для этого к прибору поставляется большой набор датчиков пульсоксиметрии многоразового и одноразового использования, учитывающий возрастную группу пациента, вес, место расположения датчика. В случае отдаленности прибора от пациента поставляется удлинительные кабели различной длины.