

Пульсоксиметр портативный МЛ-320 «Микролюкс»

ФСР 2010/08889

настольный, диапазон измерений пульса 30-250
уд/мин, диапазон измерений SpO2 0-100 %,
непрерывная работа 16 ч, сигнал тревоги

Микролюкс ООО, Россия



Характеристики

Тип	настольный
Диапазон измерений пульса	30-250 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-100 %
Непрерывная работа	16 ч
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от +5 до +40 °С
Температура хранения	от -20 до +50 °С
Размеры	160×100×70 мм
Масса	500 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр медицинский МЛ 320 «Микролюкс» предназначен для неинвазивного измерения и отображения на цифровом дисплее оксигенации (насыщения кислородом) гемоглобина артериальной крови пациента (SpO2), частоты и наполнения пульса, а также индикации наполнения пульса.

Пульсоксиметр имеет доказанную и надежную высокую точность измерений наполнения крови кислородом в диапазоне от 70% до 100%, обеспечивает малое время измерения, а также не требует подготовки пациента перед использованием.

Пульсоксиметр предназначен для наблюдения взрослых, детей и новорожденных пациентов. Область применения — стационарные палаты интенсивной терапии, анестезиологии, реанимации и отделения функциональной диагностики.