

Пульсоксиметр Pulse Ox 7500

ФСЗ 2008/02772

переносной, диапазон измерений пульса 40-250
уд/мин, диапазон измерений SpO2 40-99 %,
непрерывная работа 300 ч, память

SPO Medical Equipment Ltd., Израиль



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	40-250 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	40-99 %
Непрерывная работа	300 ч
Память	Да
Рабочая температура	от +4 до +42 °C
Температура хранения	от -20 до +70 °C
Размеры	58×42×21 мм
Масса	55 гр

Дополнительные характеристики

Портативный пульсоксиметр PulseOx 7500 – предназначен для продолжительного мониторинга пульса и сатурации. Особая технология, примененная в приборе, позволяет производить измерения даже на пальцах с накрашенными ногтями. Функция автоматического включения и выключения и встроенная аккумуляторная батарея обеспечивают комфортное использование.