

Пульсоксиметр RI-FOX

ФСЗ 2007/00483

пальцевый, диапазон измерений пульса 30-235
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-100 %,
непрерывная работа 30 ч, сигнал тревоги

Rudolf Riester GmbH, Германия



Характеристики

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	30-235 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	70-100 %
Непрерывная работа	30 ч
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от +5 до +40 °С
Температура хранения	от -20 до +55 °С
Размеры	66×39×32 мм
Масса	48 гр