

Пульсоксиметр Bitmos SAT 800

ФСЗ 2009/03745

переносной, диапазон измерений пульса 25-240
уд/мин, диапазон измерений SpO2 1-100 %,
непрерывная работа 20 ч, память

BITMOS GmbH, Германия



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	25-240 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	1-100 %
Непрерывная работа	20 ч
Память	Да
Рабочая температура	от 0 до +50 °C
Температура хранения	от -10 до +70 °C
Размеры	128×85×46 мм
Масса	230 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр Sat 800 – компактный прибор, незаменим для моментальных измерений степени насыщения артериальной крови кислородом, а также частоты пульса.

Простое и интуитивное управление, а также применение датчика MASIMO обеспечивающего получение точных результатов (малая перфузия, движение пациента), делают Sat 800 идеальным для использования как в машинах скорой помощи, стационаре, так и пациентами самостоятельно в домашних условиях.

Основные характеристики:

- датчик MASIMO;
- ЖК-резининовые защитные накладки по бокам корпуса;
- USB-порт для подключения к ПК;
- источник питания: 2×1.5 В, LR6 (AA).