

Пульсоксиметр Bitmos SAT 805

ФСЗ 2009/03743

переносной, диапазон измерений пульса 25-240
уд/мин, диапазон измерений SpO2 1-100 %,
непрерывная работа 15 ч, память

BITMOS GmbH, Германия



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	25-240 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	1-100 %
Непрерывная работа	15 ч
Память	Да
Размеры	92×240×104 мм
Масса	900 гр

Дополнительные характеристики

Особенности пульсоксиметра SAT 805:

- технология Masimo SET;
- литий-ионные аккумуляторы большой емкости;
- все данные, полученные во время наблюдений за пациентом, будут надежно сохранены и быстро скопированы;
- разнообразные порты обеспечивают возможность использования sat 805 в качестве портативного полисомнографического прибор.