

Пульсоксиметр Covidien N-560

ФСЗ 2012/11627

переносной, диапазон измерений пульса 20-250
уд/мин, диапазон измерений SpO2 1-100 %,
непрерывная работа 8 ч, память, сигнал тревоги

Covidien LLC, США



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	20-250 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	1-100 %
Непрерывная работа	8 ч
Память	Да
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от +10 до +45 °С
Температура хранения	от -20 до +60 °С
Размеры	75×230×128 мм
Масса	1390 гр

Дополнительные характеристики

Автономный пульсоксиметр N-560 с жидкокристаллическим экраном. Оснащен технологией SatSeconds, которая позволяет избежать ложных тревог. С ?????????????????????? ???????.